



MUESTRAS SUBOPTIMAS PARA PRUEBAS DE TAMIZAJE PRENATAL DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

Version: 1

REALIZADO POR: Personal del área. Revisado por dirección científica

CÓDIGO:
04

Fecha: 20-11-2015

OBSERVACIÓN	MUESTRA OPTIMA	TAMIZAJE PRENATAL MUESTRA SUBOPTIMA	TAMIZAJE PRENATAL MUESTRA RECHAZADA
CANTIDAD	2-3 ml de suero	Menos de 2 ml de suero	
RECIPIENTE	Tubo tapa amarilla centrifugado o suero en tubo tapa roja o cualquier tubo estéril sin anticoagulante.	NA	Tubos con anticoagulante
TEMPERATURA	Congelada o refrigerada	NA	Temperatura ambiente
CARACTERÍSTICA	Claro	NA	Lipémicas, hemolizadas o contaminadas con sangre
ESTABILIDAD	30 días congelado y 6 días refrigerado	NA	Muestras fuera de la edad gestacional requerida.
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS	Registrada en el formulario de ingreso	Desconocida. El desconocimiento acerca de la fecha y hora de toma de muestra puede afectar negativamente el resultado.	NA
INDICACIÓN PARA REALIZAR LA PRUEBA	Registrada en el formulario de ingreso	Desconocida	NA

Las muestras para la prueba veri solo serán recibidas los días lunes de 7: 00 am a 6 pm y martes de 7 am a 12 pm. Las muestras que ingresen fuera de estos días no serán procesadas.