

## CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS

### DONANTES DE GAMETOS

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
<b>Sangre periférica</b>		Diario	Diario	30 – 45 días	*No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	PCR y cariotipo. FRAXA, fibrosis quística, hemoglobinopatías, AME.
<b>Estabilidad</b>	12-24 horas a temperatura ambiente.					
<b>Cantidad</b>	4 cc					
<b>Tubo</b>	Son dos tubos: Tubo tapa lila con EDTA y tubo con heparina					
<b>Observaciones</b>	Ninguna					



#### BOGOTÁ

Calle 77 No 11 – 19 Of 605  
 PBX: (+57 1) 312 0200 – 312 0134  
 info@genetix.com.co  
 Celular: 315 827 9824 / 316 299 1446



#### MEDELLÍN

(Toma de muestras)  
 Carrera 25 No 3-45 Loc 116  
 Del Este Centro Comercial