

## CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS 13, 18, 21 y sexuales

| Tipo de muestra          |  | Recepción de muestras | Procesamiento | Resultados         | Requisitos   | Técnica                 |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|--|-------------------------|
| <b>Sangre periférica</b> |  | Lunes y martes        | Miércoles     | 10 días calendario | Se realiza a partir de la semana 10 de gestación.<br>Se puede realizar en embarazos gemelares.<br><br>*No requiere ayuno<br>*Requiere formulario de ingreso diligenciado<br>*Requiere consentimiento informado firmado | NGS<br>Sensibilidad 99% |
| <b>Estabilidad</b>       | 4 días a temperatura ambiente                                  |                       |               |                    |  |                         |
| <b>Cantidad</b>          | 10 – 14 cc   |                       |               |                    |  |                         |
| <b>Tubo</b>              | Solicita el kit Genetix  |                       |               |                    |  |                         |
| <b>Observaciones</b>     | Las muestras se deben mezclar suavemente para evitar hemólisis |                       |               |                    |  |                         |



### BOGOTÁ

Calle 77 No 11 – 19 Of 605  
 PBX: (+57 1) 312 0200 – 312 0134  
 info@genetix.com.co  
 Celular: 315 827 9824 / 316 299 1446



### MEDELLÍN

(Toma de muestras)  
 Carrera 25 No 3-45 Loc 116  
 Del Este Centro Comercial