

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



Cáncer de seno



Cáncer de seno y ovario



Cáncer hereditario y familiar

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Requisitos
Sangre periférica		Diario	Diario	*Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado *No requiere ayuno
Estabilidad	2 días temperatura ambiente. Más de 30 días congelada.			
Cantidad	5 cc			
Tubo	Tubo tapa lila o con EDTA			
Médula ósea				
Estabilidad	2 días a temperatura ambiente. Más de 30 días congelada.			
Cantidad	5 cc			
Tubo	Tubo tapa lila o con EDTA			

Tiempo de resultado:
Secuenciación: 30- 45 días

Todas las muestras pueden ser almacenadas congeladas en caso de permanecer más de 3 días a temperatura ambiente.



BOGOTÁ
Calle 77 No 11 – 19 Of 605
PBX: (+57 1) 312 0200 – 312 0134
info@genetix.com.co
Celular: 315 827 9824 / 316 299 1446



MEDELLÍN
(Toma de muestras)
Carrera 25 No 3-45 Loc 116
Del Este Centro Comercial