

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



¿DESEAS CONOCER EL SEXO DE TU BEBÉ?

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos
Sangre periférica		Diario	Lunes* <i>*En semanas de Lunes festivo, el montaje será el Martes</i>	Lunes en la noche* <i>*En semanas de Lunes festivo, el resultado será emitido el Martes</i> Disponible después de las 8:00 pm	Se realiza a partir de la semana 9 de gestación. Sensibilidad: 98%. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado En embarazos gemelares no es posible discriminar el sexo de ambos fetos
Estabilidad	4 días a temperatura ambiente				
Cantidad	10 – 14 cc				
Tubo	Solicita el kit Genetix				
Observaciones	Las muestras se deben mezclar suavemente para evitar hemólisis				

