

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



TAMIZAJE PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE (SEROLÓGICO)

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Suero materno		Diario	Martes y Jueves* <i>*En semanas de Lunes festivo el montaje se realizará solo los Miércoles.</i>	Miércoles y Viernes* <i>*En semana de Lunes festivo los resultados se emitirán los Jueves.</i>	Se realiza entre las 9 y 13,6 semanas de gestación (CRL 45-79mm). Para cálculo de riesgo se debe acompañar de ecografía obstétrica con medición de sonolucencia nual. Se puede realizar en embarazos gemelares. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	Medición de analitos placentarios (PAPP-A y B-hCG) por quimioluminiscencia en Delfia Xpress. Sensibilidad: 90% Formulario de ingreso y consentimiento informado
Estabilidad	6 días refrigerado a 8°C. 30 días o más congelado					
Cantidad	2 cc					
Tubo	Tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante					
Observaciones	Tomar 5 cc de sangre periférica en tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante, centrifugar 3500 rpm por 15 minutos máximo. No dejar reposar la sangre por más de 15 minutos.					



BOGOTÁ

Calle 77 No 11 - 19 Of 605
PBX: (+57 1) 312 0200 - 312 0134
info@genetix.com.co
Celular: 315 827 9824 / 316 299 1446



MEDELLÍN

(Toma de muestras)
Carrera 25 No 3-45 Loc 116
Del Este Centro Comercial