

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS

DONANTES DE GAMETOS 

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Diario	Diario	30 – 45 días	*No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	PCR y cariotipo. FRAXA, fibrosis quística, hemoglobinopatías, AME.
Estabilidad	12-24 horas a temperatura ambiente.					
Cantidad	4 cc					
Tubo	Son dos tubos: Tubo tapa lila con EDTA y tubo con heparina					
Observaciones	Ninguna					