

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



ANEUPLOIDÍAS TODOS LOS CROMOSOMAS

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Lunes y martes	Miércoles	12 a 15 días Calendario	Se realiza a partir de la semana 10 de gestación. <b>NO</b> Se puede realizar en embarazos gemelares.  *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	NGS Sensibilidad 99%
Estabilidad	4 días a temperatura ambiente					
Cantidad	10 – 14 cc					
Tubo	Solicita el kit Genetix					
Observaciones	Las muestras se deben mezclar suavemente para evitar hemólisis					