

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS

DONANTES DE GAMETOS 

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Diario	Diario	Cariotipo: 20 días FRAXA, fibrosis quística: 15 días AME: 25 días Hemoglobinopatías: 15 días Genex: 30 – 45 días	*No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	Cariotipo PCR (FRAXA, fibrosis quística, AME) Electroforesis: Hemoglobinopatías NGS: Genex.
Estabilidad	24 –48 horas a temperatura ambiente.					
Cantidad	4 tubos					
Tubo	Son cuatro tubos: 3Tubo tapa lila con EDTA y 1 tubo con heparina					
Observaciones	Ninguna					