

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



FUTUROS PADRES

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica		Diario	Diario	30 – 45 días	*No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado  Debe realizarse en pareja para mejor interpretación de resultados	NGS. Analiza 550 enfermedades genéticas.
Estabilidad	2 días a temperatura ambiente. 30 días o más congelado.					
Cantidad	4 cc					
Tubo	Tubo tapa lila o con EDTA					
Observaciones	Entrega de resultados con médico genétista sin costo.					