

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



Cáncer deseno



Cáncer de seno y ovario



Cáncer hereditario y familiar



Diferentes tipos de cáncer

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Requisitos
Sangre periférica		Diario	Diario	*Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado *No requiere ayuno
Estabilidad	2 días temperatura ambiente. Más de 30 días congelada.			
Cantidad	5 cc			
Tubo	Tubo tapa lila o con EDTA			
Médula ósea				
Estabilidad	2 días a temperatura ambiente. Más de 30 días congelada.			
Cantidad	5 cc			
Tubo	Tubo tapa lila o con EDTA			
Tejido Parafinado				
Estabilidad	NA			
Cantidad	2 viales con 4 Cortes de bloque (virutas) en cada uno			