

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



ANEUPLOIDÍAS CROMOSOMAS 13, 18, 21 y SEXUALES

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Sangre periférica en tubo BCT		Lunes a Sábado	Diario	10 a 12 días Calendario	Se realiza a partir de la semana 10 de gestación. Se realiza en embarazos gemelares *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	NGS Sensibilidad 99%
Estabilidad	14 días, a temperatura ambiente					
Cantidad	1 Tubo BCT tiene capacidad de 10ml					
Tubo	Solicitar el kit Genetix					
Observaciones	Inmediatamente se toma la muestra, mezclar el tubo 10 veces por inversión suavemente, para evitar hemólisis.					