

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos			
Sangre periférica		Diario	Diario	<p><u>Aneuploidías:</u> 24 – 48 Horas*</p> <p>*En fines de semana, las muestras que llegan el viernes después de las 11 am, el resultado estará disponible el martes de la siguiente semana.</p> <p><u>Microdelecciones:</u> 7 días calendario</p> <p><u>Genes de fusión:</u> 7 días Calendario</p> <p>Las muestras en tejido parafinado procesadas en Genetx, se montan martes o miercoles con resultados jueves o viernes en la tarde.</p>	No requiere ayuno			
Estabilidad	5 días Temperatura ambiente							
Cantidad	5 cc							
Tubo	Heparina sódica (tapa verde)							
Observaciones								<p><u>Líquido amniótico:</u> 16 – 28 semanas de gestación. Edades gestacionales menores o mayores tienen un riesgo elevado de baja hibridación.</p> <p><u>Vellosidad corial:</u> Toma de muestra entre 12-14 semanas.</p>
Líquido amniótico								
Estabilidad	24-48 horas Temperatura ambiente							
Cantidad	15- 20 cc							
Tubo	Jeringa con aguja sellada y embolo asegurado							
Vellosidad Corial								
Estabilidad	24-48 horas Temperatura ambiente							
Cantidad	3-5 mg							
Tubo	Deben ir en medio de cultivo que provee Genetix.							
Sangre fetal								
Estabilidad	24-48 horas Temperatura ambiente							
Cantidad	1cc							
Tubo	Heparina sódica (tapa verde)							
Bloques de tejido parafinado								
Estabilidad	NA Tempratura ambiente							
Cantidad	1 Bloque de tejido Seleccionado a estudio							

	2 láminas cargadas con corte del bloque por estudio solicitado.			
Observaciones	Enviar informe de patología.			
Semen (Espermatozoides)				
Estabilidad	24-48 horas desde la toma de la muestra Temperatura ambiente			
Cantidad	Minimo 2 ml.			
Tubo	Frasco recolector de orina			
Observaciones	Abstinencia sexual de 3-5 días			



BOGOTÁ

Ci 77 No. 11-19 / Of. 605

PBX: (601) 312 0200 - (601) 312 0134

Celular: (+57) 315 827 9824 - (+57) 317 481 3198 - (+57) 313 631 4132



MEDELLÍN

Cra 25 A No. 1A Sur - 45 Parque Comercial El Tesoro

Torre Médica 2, Piso 13, Consultorio 1349.

Celular: (+57) 317 516 7297 - (+57) 316 529 6056

