

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



ESTUDIO DE PREECLAMPSIA TEMPRANA

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Suero materno		Diario	Martes y jueves	Miércoles y viernes	Se realiza entre las 10 y 13,6 semanas de gestación (CRL 45 – 79mm). Para cálculo de riesgo se debe acompañar de ecografía obstétrica con Doppler de arterias uterinas. Se puede realizar en embarazos gemelares. *No requiere ayuno *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	Medición de analitos placentarios (PAPP-A y PIGF) en Delfia Xpress. Sensibilidad: 90%
Estabilidad	6 días refrigerado a 8°C. 30 días o más congelado					
Cantidad	2 cc					
Tubo	Tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante					
Observaciones	Tomar 5 cc de sangre periférica en tubo tapa roja o amarilla sin anticoagulante, centrifugar 3500 rpm por 15 minutos. No dejar reposar la sangre más de 15 minutos.					

