

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



Cáncer de seno



Cáncer de seno y ovario



Cáncer hereditario y familiar

| Tipo de muestra | | Recepción de muestras | Procesamiento | Requisitos |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|--|
| Sangre periférica | | Diario | Diario | *Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado *No requiere ayuno |
| Estabilidad | 2 días temperatura ambiente. Más de 30 días congelada. | | | |
| Cantidad | 5 cc | | | |
| Tubo | Tubo tapa lila o con EDTA | | | |
| Médula ósea | | | | |
| Estabilidad | 2 días a temperatura ambiente. Más de 30 días congelada. | | | |
| Cantidad | 5 cc | | | |
| Tubo | Tubo tapa lila o con EDTA | | | |

Tiempo de resultado:
Secuenciación: 30- 45 días