

CONDICIONES TECNICAS DE ENVIO DE MUESTRAS



FUTUROS PADRES

| Tipo de muestra   |   | Recepción de muestras | Procesamiento | Resultados  | Requisitos  | Técnica                                  |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|-------------|---|--|
| Sangre periférica |   | Diario                | Diario        | 20 -30 días | *No requiere ayuno<br>*Requiere formulario de ingreso diligenciado<br>*Requiere consentimiento informado firmado<br><br>Debe realizarse en pareja para mejor interpretación de resultados | NGS. Analiza 550 enfermedades genéticas. |
| Estabilidad       | 2 días a temperatura ambiente. 30 días o más congelado. |                       |               |             |   |  |
| Cantidad          | 4 cc  |                       |               |             |   |  |
| Tubo              | Tubo tapa lila o con EDTA                               |                       |               |             |   |  |
| Observaciones     | Entrega de resultados con médico genétista sin costo.   |                       |               |             |   |  |